## MYXLAB GIE - Biologie médicale

## Renseignements à demander pour la recherche de filarioses sanguicoles (microfilaires dans le sang) CZENRFILAR

- Prélever par ponction veineuse au pli du coude 1 tube EDTA (ou 1 tube citrate)
- En principe, **réaliser un prélèvement à midi** (10h–14h) et un autre à minuit (22h-2h) pour rechercher les microfilaires de périodicités différentes
- Se référer si besoin au mode opératoire \_C2MOPSANG « Prélèvements sanguins » consultable sur le site internet myxlab.fr
- Identifier le tube ( nom prénom date de naissance date et heure du prélèvement)
- Compléter les renseignements cliniques, la fiche de demande d'analyses et joindre la prescription
- Délai et température de conservation : plusieurs jours à + 4 °C
- Dans tous les cas, il est recommandé d'acheminer les prélèvements au laboratoire dans les plus brefs délais

NB: Un support recommandé ainsi qu'un délai respecté assurent la qualité des résultats

## RENSEIGNEMENTS CLINIQUES

(Questionnaire à compléter afin d'optimiser l'interprétation des résultats)

Nom de naissance :
réponse souhaitée): Diagnostic d'une infection Contrôle après traitement
loa / Wuchereria bancrofti / Brugia malayi /
(préciser la durée du séjour et la date de retour) :