## MYXLAB GIE - Biologie médicale

## Recueil de prélèvements périnataux CZENRGAST

- Utiliser une <u>seringue stérile ou un flacon stérile</u> (liquide gastrique) et un **écouvillon avec milieu de transport** fourni par le laboratoire (oreille)
- Identifier les prélèvements avec le nom et prénom du nouveau né, la date et heure des recueils
- Compléter les renseignements cliniques, la demande d'analyses et joindre la prescription
- Conservation:
  - $\circ$  Liquide gastrique : 2 heures à T° ambiante (15 à 25°C) / 12 heures à +4°C
  - o Oreille: 48 heures à T° ambiante (15 à 25°C)
- Acheminer les prélèvements au laboratoire dans les plus brefs délais

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES (à compléter)	
Nom: Prénom: Date du prélèvement://	Nom de naissance :
	hermie) signes respiratoires (détresse respiratoire, némodynamiques (tachycardie, bradycardie, choc) signes digestifs (refus de boire)
RENSEIGNEMENTS CLINIQUES MERE:  Antécédent d'infection néonatale à streptocodue groupe  Colonisation vaginale à streptocoque groupe  Bactériurie à streptocoque groupe B pendant  Suspicion de chorio-amniotite (fièvre maternell inflammatoire maternel)  Autre:	e B connue chez la femme t la grossesse actuelle le > 38°C, tachycardie fœtale > 160/min avec un syndrome
ANTIBIOPROPHYLAXIE IV administrée à la mè Si OUI, nom de l'antibiotique :	ere pendant le travail/accouchement ? OUI / NON