

Prélèvement de liquides: lame, redon, drain, ... _C2ENRLIQD

Précision : ne pas utiliser ce formulaire pour les liquide de drain de séreuse (pleurale, péricardique, péritonéale), utiliser le formulaire C2ENRSUPP

- Utiliser une **seringue stérile** ou un **flacon stérile avec ou sans milieu de conservation** fourni par le laboratoire
- **Identifier la seringue ou le flacon** en indiquant le nom et le prénom du patient, la date et l'heure du recueil.
- **Compléter** les renseignements cliniques, la demande d'analyses et joindre la prescription
- **Conservation :**
 - seringue ou flacon sans milieu de conservation :
4h00 à température ambiante (15 à 25°C) hors Redon (2h00 à température ambiante), 24h00 à +4°C
 - flacon avec milieu de conservation : 24h00 à température ambiante (15 à 25°C)
- **Le prélèvement doit être acheminé au laboratoire dans les plus brefs délais**

NB : Un support recommandé ainsi qu'un délai respecté assurent la qualité des résultats.

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES

(Questionnaire à compléter afin d'optimiser l'interprétation des résultats)

Nom : Nom de naissance :
Prénom : Date de naissance :/...../.....
Date du prélèvement:/...../..... Heure du prélèvement :

	OUI	NON
Prélèvement demandé dans un but de contrôle de l'efficacité thérapeutique anti-infectieuse administrée ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prélèvement demandé dans un but de diagnostic d'une infection ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Le patient présente t-il des signes cliniques ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Si OUI, lesquels ?		
.....		
Traitement antibiotique (ou antifongique) déjà administré ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Si OUI, nom de l'antibiotique/antifongique :		
<input type="checkbox"/> Il est en cours depuis :		
<input type="checkbox"/> Il est arrêté depuis :		