

Prélèvement de Lochies

_C2ENRLOCH

- Utiliser un **flacon stérile** fourni par le laboratoire
- **Identifier le flacon** avec le nom et prénom de la patiente, la date et heure du recueil
- **Compléter** les renseignements cliniques, la demande d'analyses et joindre la prescription
- Conservation : flacon sans milieu de conservation : 2H00 à température ambiante (15 à 25°C)
flacon avec milieu de conservation: 24H00 à température ambiante (15 à 25°C)
- **Acheminer le flacon au laboratoire dans les plus brefs délais**

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES (à compléter)

Nom : Nom de naissance :

Prénom : Date de naissance :/...../.....

Date du prélèvement:/...../..... Heure du prélèvement :

Fièvre maternelle avec notion d'exposition à *Listeria monocytogenes* ? OUI / NON

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES NN :

Présence de signes cliniques évoquant une infection néonatale ? OUI / NON

Si OUI, préciser : signes généraux (fièvre, hypothermie) signes respiratoires (détresse respiratoire, tachypnée, apnée) signes hémodynamiques (tachycardie, bradycardie, choc)
 signes neurologiques (sommolence) signes digestifs (refus de boire)

Autre :

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES MERE :

Antécédent d'infection néonatale à streptocoque groupe B

Colonisation vaginale à streptocoque groupe B connue chez la femme

Bactériurie à streptocoque groupe B pendant la grossesse actuelle

Suspicion de chorio-amnionite (fièvre maternelle > 38°C, tachycardie fœtale > 160/min avec un syndrome inflammatoire maternel)

Autre :

ANTIBIOPROPHYLAXIE IV administrée à la mère pendant le travail/accouchement ? OUI / NON

Si OUI, nom de l'antibiotique :