

# Prélèvement ORL

\_C2ENRORL

Oreille  Langue  Bouche  Nez  Gorge  Autre :.....

- Utiliser les **écouvillons avec milieu de transport** fournis par le laboratoire : **prélever 1 écouvillon**
- Respecter le mode opératoire \_C2MOPBAC « Prélèvements microbiologiques » consultable sur myxlab.fr
- **Prélever si possible avant tout traitement antibiotique local ou général**
- **Identifier l'écouvillon** avec le nom et prénom du patient, la date et l'heure du prélèvement
- **Compléter** les renseignements cliniques, la demande d'analyses et joindre la prescription
- **Conservation** : 48 heures à température ambiante (15 à 25°C)
- Il est recommandé d'acheminer les prélèvements au laboratoire **dans les plus brefs délais**.

*NB : Un support recommandé ainsi qu'un délai respecté assurent la qualité des résultats.*

## RENSEIGNEMENTS CLINIQUES

(Questionnaire à compléter et à joindre au prélèvement afin d'optimiser l'interprétation des résultats)

Nom :.....

Nom de naissance:.....

Prénom :.....

Date de naissance :...../...../.....

Date du prélèvement: ...../...../.....

Heure du prélèvement : .....

NON

OUI

Avez-vous des signes cliniques ?.....  NON  OUI

Si OUI, lesquels ?.....

.....

.....

Le diagnostic suspecté est (cocher) :  Angine  Otite  Sinusite

Rhino-pharyngite  Autre (préciser) : .....

Le médecin a-t-il prescrit un antibiotique/antifongique pour ce prélèvement ?  NON  OUI

Si OUI, nom de l'antibiotique/antifongique.....

Il est en cours depuis : .....  Il est arrêté depuis : .....

Il va être mis en route

Contexte clinique particulier ? (cocher) :  Immunodépression

Hémopathie maligne  Greffe  Autre (préciser) : .....

Commentaires utiles :.....