

# Renseignements à demander pour la recherche des trypanosomes dans le sang

\_C2ENRTRYPA

**ATTENTION, LE PRELEVEMENT NE PEUT ETRE FAIT QUE SUR  
LE PLATEAU TECHNIQUE CHOLET POLYCLINIQUE**

- Prélever par ponction veineuse au pli du coude **4 tubes citrate** (bouchon bleu)
- Apporter **IMMEDIATEMENT** le prélèvement en technique, les examens directs doivent être faits **25 minutes maximum** après le prélèvement

*NB : Un support recommandé ainsi qu'un délai respecté assurent la qualité des résultats*

## RENSEIGNEMENTS CLINIQUES

(Questionnaire à compléter afin d'optimiser l'interprétation des résultats)

Nom ..... **Nom de naissance :**.....  
Prénom :..... **Date de naissance :**...../...../.....  
Date du prélèvement : ...../...../..... **Heure du prélèvement :** .....

PAYS DE RESIDENCE (12 derniers mois) : .....

AUTRE SEJOUR : Pays : .....  
Durée du séjour : .....  
Date de retour : .....

Autres pays en zone d'endémie visités (*préciser la durée du séjour et la date de retour*) :

SYMPTOMES motivant la demande : .....

Le patient a-t-il une trypanosomose déjà connue et diagnostiquée ? : OUI / NON

Si oui, laquelle (*entourer*) : Africaine (maladie du sommeil) / Américaine (maladie de Chagas)

COMMENTAIRES : .....